




El dispositivo portátil LifeVac® fue diseñado para ayudar a aquellas personas que sufren obstrucción de la vía aérea (asfixia) por atragantamiento.

Su diseño patentado cuenta con una válvula que impide que el aire salga por la mascarilla, evitando que el objeto sea empujado más adentro. Lo anterior permite crear un efecto de vacío que facilita la extracción de cualquier objeto.

Es muy sencillo de utilizar, simplemente coloque el dispositivo con la mascarilla sobre la cara de la víctima, presione y jale el mango para desatorar el objeto.

Tan fácil como



Este dispositivo puede salvar su vida.





Desarrollo de Sitios Cardioprotégidos

El dispositivo LifeVac® puede producir hasta 300 mm/Hg de succión.

La presión negativa generada por la fuerza de succión es hasta 3 veces más grande que las compresiones abdominales; aún así, la duración de la succión es tan corta que es seguro utilizarlo.

El dispositivo cuenta con dos mascarillas (adulto y pediátrico), manual de uso y folleto con tips de seguridad.



Su diseño impide empujar el objeto hacia adentro



El dispositivo LifeVac® es ideal para tenerlo en casa, para la oficina, casas de descanso, restaurantes, escuelas, fábricas, hospitales, centros comerciales, cines, aeronaves, trenes, autobuses, aeropuertos, clubes deportivos, gimnasios, consultorios, etc.

¡Llámenos hoy mismo! Pregunte por nuestros programas de implementación

Seguridad para su entorno.



Ciudad de México
Amores # 1038 Col. del Valle
03910 Ciudad de México
mexico@cardioproteccion.mx

Guadalajara
Av. Vallarta # 6503 Int. C2-24 Col. Ciudad Granja
45010 Zapopan, Jalisco
contacto@cardioproteccion.mx

