



**CUIDADO DE HERIDAS DE ALTA
CALIDAD**
Hecho en Alemania

► Los vendajes estériles para heridas SÖHNGEN® tienen una validez de uso de 20 años a partir de la fecha de fabricación, siempre que el envase estéril permanezca intacto.



Compresas aluderm®

Con su capa para heridas vaporizada con aluminio, aluderm® es ideal para el tratamiento de todas las heridas y lesiones superficiales, como quemaduras, excoriaciones y desgarros.

aluderm® es muy suave y flexible y facilita la epitelización y la recuperación. La superficie lisa aluminizada no se adhiere a la herida, contribuye al cambio sin dolor de las compresas y garantiza el reposo de la herida.

aluderm® es altamente absorbente, ofrece buena ventilación, no se deshilacha, es hipalergénico y fisiológicamente seguro, libre de agentes blanqueadores y aglutinantes químicos. Los vendajes para heridas aluderm® están disponibles en muchas formas diferentes, desde compresas para una sola herida hasta vendajes adaptados especialmente para necesidades especiales.



Paquete de compresas aluderm®

- Compresas aluderm® selladas sobre una venda elástica de fijación WS
- Gran absorción, bajo riego de estrangulamiento
- Bobinado especial "sin contacto" que evita el contacto durante la aplicación
- Cumple la DIN 13151
- Empaque estéril sellado de manera individual

Compresa pequeña, de aprox. 3 m (extendida) x 6 cm, Compresa de aprox. 6 x 8 cm	10 03 371
Compresa mediana, de aprox. 4 m (extendida) x 8 cm, Compresa de aprox. 8 x 10 cm	10 03 372
Compresa grande, de aprox. 4 m (extendida) x 10 cm, Compresa de aprox. 10 x 12 cm	10 03 373



Paquete de compresas aluderm® extragrande

- Compresa aluderm® (de aprox. 35 x 45 cm) sellada sobre una venda elástica de fijación WS (3 m extendida x 6 cm)
- Para cubrir áreas de heridas más grandes
- Empaque estéril sellado de manera individual

10 03 203

SÖHNGEN® fabrica sus paquetes de compresas de una forma conocida como "sin contacto": un pliegue especial que permite la aplicación rápida y fácil en la herida, sin tocar la compresa. Se proporciona la dirección de despliegue, no es necesario girar ni cruzar la compresa.



1 Compresa aluderm®

- Empaque estéril vaporizado con aluminio

Sellado de manera individual, de aprox. 7,5 x 7,5 cm	10 03 213
Sellado de manera individual, de aprox. 10 x 10 cm	10 03 208
Sellado de manera individual, de aprox. 10 x 15 cm	10 03 209
Sellado de manera individual, de aprox. 20 x 20 cm	10 03 210
Empaque estéril de 50 uds. *, de aprox. 5 x 5 cm	10 03 225
Empaque estéril de 50 uds. *, de aprox. 7,5 x 7,5 cm	10 03 226
Empaque estéril de 50 uds. *, de aprox. 10 x 10 cm	10 03 227
Empaque estéril de 50 uds. *, de aprox. 10 x 15 cm	10 03 228
Empaque estéril de 50 uds. *, de aprox. 20 x 20 cm	10 03 229

*No selladas de manera individual

2 Lámina de vendaje aluderm®

- Empaque estéril vaporizado con aluminio

de aprox. 40 x 60 cm	10 03 204
de aprox. 60 x 80 cm	10 03 205
de aprox. 80 x 120 cm	10 03 206
de aprox. 73 x 220 cm	10 03 207
de aprox. 140 x 220 cm	10 03 224

3 Paquete de vendaje rápido aluderm®

- Compresas aluderm® selladas sobre una venda cohesionada
- Antideslizantes, no es necesaria la fijación adicional con cinta o alfileres
- Bobinado especial "sin contacto" que evita el contacto durante la aplicación

Compresa pequeña, de aprox. 0,8 m (extendida) x 6 cm, compresa de aprox. 6 x 8 cm	10 03 197
Compresa grande, de aprox. 0,8 m (extendida) x 8 cm, compresa de aprox. 8 x 10 cm	10 03 198
Compresa para dedos, de aprox. 20 (extendida) x 4 cm, compresa de aprox. 4 x 4 cm	10 03 196



Vendaje especial para heridas aluderm®

Desarrollado y adaptado especialmente para lesiones en partes del cuerpo que son difíciles de cuidar o en áreas sensibles de la piel.

Vendaje para excoriación aluderm®

- ▶ Lámina de vendaje especial para cubrir sin apretar las llagas causadas por excoriación
- ▶ Las tiras de gasa de seda (de aprox. 12 x 2,5 cm cada una) garantizan que la compresa se mantenga en su lugar
- ▶ Empaque estéril sellado

Compresa de aprox. 21 x 30 cm, 6 tiras

10 03 263

compresa para niños, de aprox. 14 x 22 cm, 4 tiras

10 50 262



aluderm® alucap

- ▶ Compresa para la cabeza en forma de capucha, vaporizada con aluminio internamente
- ▶ Aplicación rápida y fácil, cierres de velcro en la zona de la mandíbula para cambiar fácilmente la compresa y observar la herida
- ▶ Empaque estéril sellado de manera individual

10 03 216



PARTE INTERIOR

aluderm® aluface

- ▶ Máscara facial aluderm® lista para usar para cubrir heridas grandes
- ▶ Lámina de vendaje con perforaciones para los ojos, la nariz y la boca
- ▶ No obstaculiza la respiración
- ▶ Empaque estéril sellado de manera individual

10 03 190



aluhand • aluarm • aluleg aluderm®

- ▶ Láminas de vendaje aluderm® listas para usar con cierre de velcro
- ▶ Las extremidades se pueden envolver por completo
- ▶ Fácil cambio de vendaje y observación de las heridas
- ▶ Empaque estéril sellado de manera individual

Vendaje para las manos aluderm® aluarm

10 03 217

Vendaje para los brazos aluderm® aluarm

10 03 218

Vendaje para las piernas aluderm® aluleg

10 03 219



aluderm® alufinger

- ▶ Vendaje deslizante para los dedos, vaporizado con aluminio internamente
- ▶ Aplicación rápida y fácil, cambio fácil de la compresa
- ▶ Cobertor de cuero para fijar y proteger el dedo
- ▶ Empaque estéril sellado de manera individual

Vendaje para los dedos, paquete individual

10 03 220

Juego 1 = 1 alufinger + 1 Cobertor de cuero

10 03 221

Juego 2 = 3 alufinger + 1 Cobertor de cuero

10 03 222



Compresa ocular DuOcul aluderm®

- ▶ Dos compresas de forma ovalada, empaçadas conjuntamente en una bolsa estéril
- ▶ Para tratamiento y protección de lesiones oculares

10 03 340



Compresas de hendidura aluderm®

- ▶ Compresa de relleno absorbente, envase estéril ind
- ▶ Para uso alrededor de tubos insertados, catéteres y cánulas
- ▶ Perforación y hendidura

Compresa CH 08-30, de aprox. 6 x 7 cm, agujero de ø 4,5-11 mm

10 03 214

Compresa CH 32-50, de aprox. 8 x 9 cm, agujero de ø 12-19 mm

10 03 215

Gasa para heridas aluderm®-aluplast

Gasa especial para heridas con almohadilla para heridas aluderm® vaporizada con aluminio. No se adhiere a la herida, no irrita la piel, no se deshila, es altamente absorbente, ofrece buena ventilación, contribuye a la epitelización y la recuperación. El calor corporal favorece la activación del agente adhesivo de poliacrilato.

- ▶ aluderm®-aluplast elástico: lana de poliéster muy elástica, blanca, agradable a la piel, impermeable. También recomendado para personas con piel sensible.
- ▶ Tiras aluderm®-aluplast fijas: lámina de polietileno transparente, muy resistente, impermeable. Apto para uso intensivo, incluso en lugares afectados por la humedad y la suciedad.



Vendas para heridas aluderm®-aluplast – en tiras

- ▶ Vendas para heridas cortado en tiras de 10 cm, selladas de manera individual, en caja

elástico, de aprox. 1 m x 4 cm, 10 uds. de 10 cm	10 09 187
elástico, de aprox. 1 m x 6 cm, 10 uds. de 10 cm	10 09 199
elástico, de aprox. 1 m x 8 cm, 10 uds. de 10 cm	10 09 188
fijo, de aprox. 1 m x 6 cm, 10 uds. de 10 cm	10 09 151
fijo, de aprox. 5 m x 6 cm, 50 uds. de 10 cm	10 09 154

Rollo de Gasa elástico para heridas aluderm®-aluplast

- ▶ Una tira de gasa para heridas de aprox. 5 m, enrollada
- ▶ Para cortar individualmente según sea necesario
- ▶ La tira NO está sellada, en caja

de aprox. 5 m x 4 cm	10 09 189
de aprox. 5 m x 6 cm	10 09 198
de aprox. 5 m x 8 cm	10 09 190

aluderm®-aluplast elástico – caja sanitaria

- ▶ Aposito para heridas cortado en tiras de 10x6 cm, selladas de manera individual, en caja

de aprox. 5 m, 50 pcs.	10 09 108
------------------------	-----------



Tiras de gasa aluderm®-aluplast

- ▶ Selladas de manera individual

elásticas, de aprox. 1,9 x 7,2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 166
elásticas, de aprox. 1,9 x 7,2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 167
elásticas, de aprox. 1,9 x 7,2 cm, 100 uds. en caja	10 09 168
elásticas, de aprox. 2,5 x 7,2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 178
elásticas, de aprox. 2,5 x 7,2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 179
elásticas, de aprox. 2,5 x 7,2 cm, 100 uds. en caja	10 09 180
fijas, de aprox. 1,9 x 7,2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 155
fijas, de aprox. 1,9 x 7,2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 156
fijas, de aprox. 2,5 x 7,2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 157
fijas, de aprox. 2,5 x 7,2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 158

Gasa para las articulaciones de los dedos aluderm®-aluplast

- ▶ Elástico
- ▶ Sellado de manera individual

de aprox. 4 x 7,2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 181
de aprox. 4 x 7,2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 182
de aprox. 4 x 7,2 cm, 100 uds. en caja	10 09 183

Gasa para la punta de los dedos aluderm®-aluplast

- ▶ Sellado de manera individual

elásticas, de aprox. 4,3 x 7,2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 184
elásticas, de aprox. 4,3 x 7,2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 185
elásticas, de aprox. 4,3 x 7,2 cm, 100 uds. en caja	10 09 186
fijas, de aprox. 4,3 x 7,2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 141
fijas, de aprox. 4,3 x 7,2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 142

Vendas para los dedos aluderm®-aluplast

- ▶ Sellado de manera individual

elásticas, de aprox. 12 x 2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 163
elásticas, de aprox. 12 x 2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 164
elásticas, de aprox. 12 x 2 cm, 100 uds. en caja	10 09 165
elásticas, de aprox. 18 x 2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 192
elásticas, de aprox. 18 x 2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 193
elásticas, de aprox. 18 x 2 cm, 100 uds. en caja	10 09 197
fijas, de aprox. 18 x 2 cm, 10 uds. en bolsa de PE	10 09 161
fijas, de aprox. 18 x 2 cm, 50 uds. en bolsa de PE	10 09 162





Variedad de vendas aluderm®-aluplast

► Tiras selladas de manera individual, empaçadas en una bolsa de PE

Variedad de Activ-Set aluderm®-aluplast elástico = 10 unidades:
4 tiras grandes, 2 tiras pequeñas,
2 para las puntas de los dedos, 2 para las articulaciones de los dedos

10 09 410

Variedad de Activ-Set 2 aluderm®-aluplast elástico = 20 unidades
8 tiras grandes, 4 tiras pequeñas,
4 para las puntas de los dedos, 4 para las articulaciones de los dedos

10 09 412

Variedad de Activ-Set aluderm®-aluplast fijo = 10 unidades
4 tiras grandes, 2 tiras pequeñas,
2 para las puntas de los dedos, 2 para las articulaciones de los dedos detectables

10 09 414



Venda para después de la inyección aluderm®-aluplast

- Cuidado de las heridas después de inyecciones/infusiones, etc.
- Almohadilla para heridas aluderm®, sin irritación cutánea
- De aprox. 40 x 20 mm
- 200 uds. en caja

10 09 360



Venda para heridas aluderm®-aluplast

- Venda para heridas cortado en tiras de 10 cm, selladas de manera individual

elásticas, de aprox. 10 x 6 cm, 5 uds. en bolsa de PE

10 09 195

elásticas, de aprox. 10 x 4 cm, 10 uds. en caja

10 09 187

elásticas, de aprox. 10 x 6 cm, 10 uds. en caja

10 09 199

elásticas, de aprox. 10 x 8 cm, 10 uds. en caja

10 09 188

sjas, de aprox. 10 x 6 cm, 10 uds. en caja

10 09 151

sjas, de aprox. 10 x 6 cm, 50 uds. en caja

10 09 154



Vendas detectables

Aptos para todos los campos de actividad referentes a la alimentación. Fáciles de ver debido al color azul, rastreables de manera fácil y confiable a través de los detectores de metales estándar gracias a la tira de metal que tienen. Hipoalergénicos y transpirables, especialmente agradable a la piel y se adhiere de manera confiable.



Dispensador de vendas aluderm®-aluplast

Contiene cinco variedades de vendas aluderm®-aluplast vaporizados con aluminio. Cada variedad de vendas se almacena de forma independiente en su propio compartimento, lo que evita confusiones y ofrece una visión general clara del producto para el usuario. El dispensador de vendas aluderm®-aluplast ofrece una variedad de yesos claramente dispuestos y listos para usar, que se pueden quitar y rellenar con facilidad.

Las vendas para heridas aluderm®-aluplast se sellan de manera individual para su almacenamiento higiénico. El dispensador de vendas se puede retirar con facilidad y utilizarse en otro lugar.

Contenido: 115 yesos para heridas aluderm®-aluplast, elásticos, en cinco tamaños diferentes y formas, así como una pequeña libreta para documentar las emergencias.

Aprox. 160 x 122 x 57 mm, plástico ABS, incl. soporte de pared y juego de fijación. Tres compartimentos, tapa transparente con compartimento.

anaranjado 10 09 910

amarillo 10 09 980

Dispensador de vendas - Detectable

Listo para usar y claramente dispuesto.

Contenido: 130 vendas azules detectables para heridas en cinco tamaños y formas diferentes (tiras de dos tamaños, vendaje para los dedos, las articulaciones de los dedos y las puntas de los dedos) sellados higiénica e individualmente, incl. una libreta para documentar las emergencias.

Aprox. 160 x 122 x 57 mm, plástico ABS, amarillo, incl. soporte de pared y juego de fijación. Tres compartimentos, tapa transparente con compartimento.

10 09 981

Vendas detectables

No se muestra.

- ▶ Vendas, enrollado
- ▶ Azul con tira metálica incorporada
- ▶ Para la eliminación parcial, cortar según sea necesario

de aprox. 1 m x 6 cm 10 09 090

de aprox. 1 m x 8 cm 10 09 091

de aprox. 5 m x 6 cm 10 09 998

de aprox. 5 m x 8 cm 10 09 990

Otras compresas



Compresa DermaCare®

Sellado de manera individual, de aprox. 10 x 10 cm	10 03 105
Sellado de manera individual, de aprox. 10 x 15 cm	10 03 106
Sellado de manera individual, de aprox. 20 x 20 cm	10 03 107
Sellado de manera individual, de aprox. 20 x 30 cm	10 03 100
Sellado de manera individual, de aprox. 30 x 40 cm	10 03 101
Empaque estéril de 50 uds.* , no selladas de manera individual, de aprox. 10 x 10 cm	10 03 311



Paquete de compresas DermaCare®

- ▶ Compresas selladas sobre una venda elástica de fijación WS, bajo riesgo de estrangulamiento
- ▶ Paquete SÖHNGEN® estéril, sellado de manera individual, con bobinado "sin contacto" que evita el contacto durante la aplicación.
- ▶ Cumple la DIN 13151

Compresa pequeña, de aprox. 3 m (extendida) x 6 cm, compresa de aprox. 6 x 8 cm	10 02 002
Compresa mediana, de aprox. 4 m (extendida) x 8 cm, compresa de aprox. 8 x 10 cm	10 02 003
Compresa grande, de aprox. 4 m (extendida) x 10 cm, compresa de aprox. 10 x 12 cm	10 02 004



Compresa DERMOTEKT®

Sellada de manera individual, de aprox. 10 x 10 cm	10 03 400
Empaque estéril de 2 uds.* , de aprox. 10 x 10 cm	10 03 401



Compresa triangular - V

- ▶ Cumple la DIN 13168
- ▶ Tamaño de aprox. 96 x 96 x 136 cm
- ▶ Tela no tejida de polipropileno, suave, agradable a la piel, altamente resistente a la rotura

Blanca	10 10 004
Negra	10 10 006

Compresa triangular estándar

- ▶ Cumple la DIN 13168
- ▶ Tamaño de aprox. 96 x 96 x 136 cm
- ▶ 100 % viscosa, color blanco crudo, con dobladillo

	10 10 001
--	-----------

SOHNGEN®

W.Söhngen GmbH
Emergency Medical Systems

P.O. box 1554
D-65223 Taunusstein

Teléfono: +49 6128 873-0
Fax: +49 6128 873-160

Correo electrónico: export@soehngen.com
Página web: www.soehngen.com